


## 绿光量子点粉末 TGQD-4-130

厚度	3~7.5nm
片径	93 ~ 180 nm
FWHM=93.4nm	93.4nm
水溶剂量子点量子产率	12.9%
水溶剂最大发射波长	518nm
水溶剂最大激发波长	400~415nm
乙醇溶剂量子点量子产率	38.9%
乙醇溶剂最大激发波长	407nm
乙醇溶剂最大发射波长	512nm



原子力检测



Nanjing JCNano Technology Co., Ltd


Add: Room 914, block C, No. 181 Xianlin Avenue, Qixia District Nanjing

Tel: +86 25 58830538, 400-025-7300


Zip: 210015

[www.jcno.net](http://www.jcno.net)





水溶剂绿光量子点吸收光谱、光致荧光曲线图



乙醇溶剂绿光量子点吸收光谱、光致荧光曲线图